

Bruksanvisning Attainment OneTalker / Key Chain Talker*)



*Ett meddelande på högst 10 sekunder.
Kan användas för talade, personliga
meddelanden, minnesstöd mm.*

***) F.d. Recording Keychain - nu nytt namn och nu med grön kapsling!**

- One Talker används med medföljande clips eller bärs i fickan etc.
- Key Chain Talker har nyckelring och bärs i fickan etc.



Spela in ett meddelande

1. För tangenten **RECORD-PLAY** till läget **RECORD**.
2. Tryck och håll knappen **PLAY** intryckt för att *börja* spela in ditt meddelande. Tala in meddelandet i mikrofonen (**MIC**). Prata med ett avstånd på 8 - 10 cm från mikrofonen.
3. Under inspelningen, kommer lysdioden (**LED**) att lysa så länge det finns inspelningstid, dvs högst **10 sekunder**. Har du ett kortare meddelande, släpp **PLAY** knappen när du är klar. Du undviker att spela in onödig "tystnad"!
4. Efter avslutad inspelning - skjut över **RECORD-PLAY** tangenten till **PLAY** läget. (*Glömmer du detta kommer meddelandet att raderas när **PLAY** knappen används!*)

Spela upp ett meddelande

Kontrollera att **RECORD-PLAY** tangenten är i **PLAY**-läge. Tryck kort på **PLAY** knappen och meddelandet läses.

Ersätta ett meddelande

Följ anvisningarna för "Spela in ett meddelande", ovan!

Ta bort ett meddelande

I läge **RECORD**, tryck kort på **PLAY** knappen. Meddelandet är nu borttaget.

Byta batterierna

När ljudet inte längre låter bra vid uppläsningen är det ett tecken på att batterierna behöver bytas. Ett inspelat meddelande finns kvar även efter batteribytet. För att byta batterierna, öppnar du luckan på undersidan med en 1 krona - vrid något mindre än ett kvarts varv moturs - och ta bort luckan och de gamla batterierna. Sätt in 2 nya 3 volt Lithium knappceller, typ **CR 2025** med **plus**-sidorna riktade uppåt. *Du skall alltid byta båda batterier vid samma tillfälle!*



Avfallshantering - Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.