

Bruksanvisning Talande fotoalbum



24 meddelanden på högst 10 sekunder - för varje meddelande (totalt 4 minuter). Talande fotoalbumet kan användas för personliga, intalade meddelanden, AKK, steg-för-steg instruktioner, kognitivt minnesstöd, mm.

Talande fotoalbum används med foton och bilder i formatet 10 x 15 cm. Måtten är c:a 140 x 200 x 33 mm. Vikten med batterier är c:a 400 g. Den kan bäras i fickan, handväskan etc. Kraftig pärm klädd i röd plast.

Använda Talande fotoalbum

Om batterierna är insatta sätt huvudströmbrytaren i läge ON. Sätt i en bild som har anknytning till det som ska sägas. Följ anvisningarna för att spela in och läsa upp meddelandet. Du har 10 sek. för varje bild.



Spela in ett meddelande

Håll först blanka **RECORD** knappen intryckt och tryck sedan på sidans markerade symbol . Lysdioden tänds (lyser så länge tid finns). Tala in meddelandet i mikrofonen **MIC**). Prata på ett avstånd av c:a 10 cm. Släpp **RECORD** knappen när du talat klart.



Läsa upp ett meddelande

Tryck på  (PLAY) och släpp och sidans meddelande läses upp.

Ersätta/ta bort ett meddelande

Du kan bara spela över ett meddelande. Först måste dock meddelandet ha lästs ut med , innan nytt meddelande kan spelas in.

RESET - knappen är placerad till vänster om RECORD knappen. Om Talande fotoalbum "låser sig", etc - använd ett utträtat gem el dyl och tryck försiktigt på knappen, som finns i hålet.

Installera/byta batterierna

Som regel är batterierna insatta. För eller senare måste du dock byta batterier. Batterifacket sitter i plastskalet (mot pärmryggens insida).



- När ljudet inte låter bra vid uppläsning är det ett tecken på att batterierna behöver bytas.
- För att byta batterierna, sätt huvudströmbrytaren i läge OFF. Lossa skruven och dra ut luckan och tar bort de gamla batterierna. Sätt i två nya 1,5 volt alkaline batterier av typ LR03 (AAA). **Plus**-polerna ska vara riktade **uppåt** (se markeringarna på batteriluckan). Sätt till-baka luckan och skruva fast. Sätt åter huvudströmbrytaren i läge ON.

Byt alltid båda batterierna vid samma tillfälle!

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Rehabmodul AB

För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater