

# Rehabmodul AB Snabbguide



# YOYOCare

©: Rehabmodul AB, 03/2011

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se

-Trygghetsmobil  
med inbyggd GPS

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

## 3. Högtalare

## 2. LED-lampor

Normallägen:

- BATTERI - grön blink
- GSM - grön blink
- GPS - släckt

Se även: LED-indikatorer

## 1. Snabbknapparna

1, 2 och 3

- Ringa och svara
- Justering av volymen under samtal- tryck kort (3 olika volymsteg)
- Högtalare - tryck och håll inne lite längre tag

## För att ringa 112 SOS

-tryck kort på  
snabbknapparna:  
1 1 samt 2!

## Start av YOYOCare

•Orientera dig nu först om knappars lägen och funktioner på bilden ovan. Förbered sedan YOYO, enligt följande:

•Ett mobilabonnemang måste finnas. Kontantkort/valfritt

fast abonnemang/operatör.

• SIM-kortets PIN-läsning måste vara avaktiverat. (Görs i en annan mobiltelefon med knappsats. Prova även att ringa.) MMS/GPRS ska vara aktiverat. (Ta hjälp vid behov.)

## Spara denna information!

## 4. Inbyggd kamera

## 5. PÅ/AV - knapp

- Huvudströmbrytare - kopplar på/av apparaten
- Avsluta egna samtal

## 6. SOS Larmknapp

(Inte 112 SOS, se nedan, t.v.!)

- Söker GPS-position
- SMS skickas med position
- Finns en e-adress inlagd, skickas ett e-post från YOYOCare med länk till <http://maps.google.com/>

## 7. Laddningsuttag

- Mini-USB kontakt finns under luckan för anslutning av medföljande laddare.
- Ladda varje dag.

## 8. Inbyggd mikrofon

YOYOCare har inga delar som kan repareras av MASTER/innehavaren. Vid problem/fel kontakta Rehabmodul AB.



## LED-indikatorer 🍏 = normalläge

Symbol	Normal Drift	Batteri	GSM	GPS
🍏	Batteri OK Svagt batteri	🍏 Blinkande grön 🔴 Blinkande röd 🟡 Fast orange 🟢 Fast grön 🔴 Fast röd	🍏 Blinkande grön 🔴 Blinkande röd 🟡 Fast orange 🟢 Fast blå	🍏 Ej tänd 🔴 Blinkande blå 🟡 Fast blå
🔴	Laddning	🔴 Laddar 🟢 Färdigladdat 🔴 FELMEDELANDE: Laddar ej	🔴	🔴
📶	Uppstart	📶 Söker GSM Nätverk 🔴 MASTER saknas 🔴 FELMEDELANDE: SIM Kort	📶	📶
📶	Normal Drift	📶 Nätverk (GPRS) ansluten 🟡 Inkommande samtal 🔴 Utgående samtal	📶	📶
📶	Normal Drift	📶 Position: erhållen 🟡 Position: söker 🔴 Position: kan ej erhålla Fix	📶	📶
📶	Larm läge	📶 Position: erhållen 🟡 Position: söker 🔴 Position: kan ej erhållas	📶	📶

utan att SIM-kortet är isatt).  
Ladda tills laddnings-LED lyser  
med fast grönt sken. Koppla  
bort laddaren.

•Sätt på YOYOCare genom att  
trycka på PÅ/AV-knappen tills  
vänster LED lyser grönt och  
börjar blinka samt att mitt-  
LED (GSM) blinkar rött.

## MASTER

•Nästa steg är att MASTER  
börjar sin del. MASTER måste  
ha en mobiltelefon med mobil-  
nummer som inte är dolt eller  
hemligt. MASTER är personen  
(med vidhängade mobil) som  
administrerar allt!

Följande görs nu i MASTER´s  
mobil: REGISTRERA sig som  
MASTER för denna YOYOCare!  
Börja med att skicka ett SMS  
till YOYO med ordet "Master".

•YOYO svarar med ett "JA"  
för att bekräfta.

•MASTER skickar nu ett SMS  
till YOYO med ordet "JA".

YOYOCare är nu färdig  
att användas. GSM-LED  
ska blinka grönt.

**OBS! Personen som använder sig  
av YOYOCare kallas BRUKARE!**

Detaljerad information, t ex  
byte till menyer på svenska,  
ansluta ANVÄNDARE, mm är  
beskrivet i tillverkarens egna  
foldrar/häften (bifogade), t ex:  
"Kom igång snabbt med YOYO-  
Care" resp. "Användarhandbok  
YOYOCare P3..." LÄS DEM!

## Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras  
som elektronikavfall.