

# Talplattor för AKK, minnesstöd och träning på ett enkelt sätt!

## Allmän beskrivning

Portabla talplattor med digitalt, inspelat tal som passar alla åldrar och enkelt kan användas på t ex. dagis, i skolan, arbetet eller i hemmet. Talplattorna är robusta, stryktåliga och mycket lätta att använda. Inspelade meddelanden finns kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur! Batterier ingår alltid vid leveransen. **Snabbguider på svenska!**

V. G. VÄND! Fler produkter på andra sidan!



## GoTalk 32+


**Nytt!**

- 32 rutknappar (31x29 mm) och 5 nivåer ger 160 meddelanden samt 3 nivå-oberoende direktvaltstangenter.
- Total inspelningstid är 27 min.
- Format: 362 x 254 x 42/28 mm. Vikt: c:a 950 g.
- Inbyggt handtag. 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3403

## Big Button 1/Big Button 5 med nivåer/stegning



- Inbyggd, lätttryckt knapp (75x75 mm) med ett fack där en bild kan stoppas in.
- Big Button har 1 meddelande på högst 48 sek samt 3 på högst 24 sek, som kan läsas ut varje gång knappen trycks in.
- Big Button med nivåer kan stegas i 10 lägen. 9 lägen kan spela in 6 sek. resp 1 läge 14 sek. Totalt kan 40 meddelanden spelas in.
- Format: Diam. 145x40 mm. Vikt: 220 g. 3xLR03 (AAA) alk. batt.
- Big Button 1, 3 meddelanden, standard - Artnr 3813
- Big Button 5, med nivåer/stegning - Artnr 3814



## Gör dina överlägg i datorn med **GOS - GoTalk Overlay Software!**

**Nytt!**

Skriv ut dina bilder på pappersöverlägg för att använda dem i GoTalk apparaterna, Personal Talker, Time Cue, Talande fotoalbum. Du kan även importera och använda egna, digitala foton, scannade bilder eller grafik producerat i datorn till överläggen. Du kan också lägga in text med olika teckensnitt, storlekar och färger. Svensk snabbguide. Ny version 3.0, för Windows XP/Vista/7. Artikelnr: 3901

ISO 22 21 09  
och 22 27 15

Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuellst pris!  
Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott/ förskotts betalning.  
Postens kostnader tillkommer.



## GoTalk 20+



- 20 rutknappar (30x26 mm) och 5 nivåer ger 100 meddelanden.
- 5 nivå-oberoende direktvaltstangenter.
- Total inspelningstid är 15 min.
- Format: 230 x 300 x 28 mm.
- Vikt: c:a 640 g.
- Inbyggt handtag.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3401



## GoTalk 9+



- 9 rutknappar (45x57 mm) och 5 nivåer ger 45 meddelanden.
- 3 nivå-oberoende direktvaltstangenter.
- Total inspelningstid är 9 min.
- Format: 230 x 300 x 28 mm.
- Vikt: c:a 640 g.
- Inbyggt handtag.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3102



## GoTalk 4+



- 4 rutknappar (87x69 mm) och 5 nivåer ger 20 meddelanden.
- 2 nivå-oberoende direktvaltstangenter.
- Total inspelningstid är 4,5 min.
- Format: 230 x 300 x 28 mm.
- Vikt: c:a 640 g.
- Inbyggt handtag.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3202



## GoTalk Pocket



- 6 rutknappar (25x25 mm) och 5 nivåer ger 30 meddelanden.
- Total inspelningstid är 5 min.
- Format: 140 x 90 x 24 mm.
- Vikt: c:a 200 g.
- Greppvänlig utformning.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Halsrem ingår.
- Artikelnummer 3302

Handla direkt i vår  
nättbutik på hemsidan!

**Butiken**



Produkter som är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.  
OBS! Efter 2010-08-01 görs ingen provning av hjälpmedel längre. Upphört och nedlagt.

**Rehabmodul AB**

För kommunikation  
med datorprogram  
och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99

Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se

Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



© Copyright 04/2012, Rehabmodul AB, Stockholm

# Fler lättanvända talplattor för AKK, minnesstöd och träning



**Nytt!**

## GoTalk Express 32

- 32 rutknappar (32x29 mm) och 5 nivåer ger 160 meddelanden.
- Kan manövreras direkt på tangentbordet eller skanning.
- Ett flertal olika skanningssätt med en- eller två kontakter.
- Arbetsätten är *standard* och *express* (länkade meddelanden).
- Total inspelningstid är 24 min.
- Format: 362 x 254 x 44/28 mm.
- Vikt: c:a 1 kg.
- Inbyggt handtag.
- 3 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3402



Bordsställ (tillbehör)  
Artnr: 3932

GoTalk Express 32 är enkel att använda och kan vid behov också användas på ett mer avancerat sätt med länkade meddelanden (*express*). Viktigt för att utveckla brukarens kommunikationsförmåga. Lysdioder markerar varje ruta. Ljudindikering som avlyssnas i hörsnäckan. GoTalk Express 32 ger fler möjligheter än något annat hjälpmedel i den här kategorin!



## AT 6



## AT 24



- 6 rutknappar (51x51 mm), 1 nivå ger 6 meddelanden.
- Total inspelningstid 1 min.
- Format: 315 x 60 x 28 mm.
- Vikt: c:a 200 g.
- Låg utformning.
- 2 x LR03 (AAA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3304

- 24 rutknappar (19x19 mm), 1 nivå ger 24 meddelanden.
- Total inspelningstid 4 min.
- Format: 315 x 60 x 28 mm.
- Vikt: c:a 640 g.
- Låg utformning.
- 2 x LR03 (AAA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3303



**Nytt!**

## Smooth Talker

- 1 inbyggd knapp (125 mm) och uttag för anslutning av en yttre kontakt.
- Total inspelningstid är 2 minuter.
- Uttag för anslutning av t ex en anpassad batteridrivna leksak, dator mm.
- inbyggd modul för trådlös styrning av in-/utsignaler enligt Pretorian Simply Works systemet.
- Format: 220 x 180 x 50/27 mm.
- Vikt: c:a 480 g.
- 1 x 6F22 (9 Volt) alkaline batteri.
- Artikelnummer 3612

### Fem arbetsätt:

- Sekvenser
- Slumpvis
- Val - t ex JA/NEJ
- Turtagning
- Förkontroll



LED indikatorer under locket



Inbyggd manöverkontakt - låg profil mot användaren



Inbyggd hållare för bildstöd

ISO 22 21 09  
och 22 27 15

Se prislisan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer.

Handla direkt i vår nätbutik på hemsidan!

**Butiken**



Produkter som är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.  
OBS! Efter 2010-08-01 görs ingen provning av hjälpmedel längre. Upphört och nedlagt.

**Rehabmodul AB**



För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99

Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se

Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Rehabmodul AB är ansluten till



© Copyright 04/2012, Rehabmodul AB, Stockholm