

Attainment Talkers - AT 6 & AT 24

-för AKK, minnesstöd och träning på ett enkelt sätt!



AT 6 och AT 24 är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.



Nytt!



- AT 6 och AT 24 använder digitalt inspelat tal och kan enkelt användas på dagis, i skolan, arbetet eller hemma. Den går att använda med enhandsgrepp, på bord, rullstol etc.
- AT 6 och AT 24 har bra ljudkvalitet och är mycket lätta att använda och passar alla åldrar!
- 6 resp. 24 rutknappar med var sitt meddelande. Ett meddelande kan vara upp till 10 sekunder långt. Total inspelningstid är 1 minut för AT 6 resp 4 minuter för AT 24.
- Drivs med 2 stycken 1,5 volt alkaline-batterier - typ LR03 (AAA) ingår. Inspelade meddelanden finns kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!
- Formatet är 315 x 60 x 16 mm för båda modellerna. Rutstorleken är 51 x 51 mm resp 19 x 19 mm. Låg utformning och låg vikt (c:a 200 g) gör AT 6 och AT 24 behändigt portabla. Svart plasthölje.

Nytt!
Ny version!
Gör dina överlägg i datorn med **GOS - GoTalk Overlay Software!**
Skriv ut dina bilder på pappersöverlägg och använd dem i GoTalk One, One by Four Talker, Personal Talker, Time Cue, Talande fotoalbum, GoTalk20+, GoTalk9/9+, GoTalk4/4+ och GoTalk Pocket samt AT 6/AT 24. Se vidare produktblad om GOS!

ISO 22 21 09 och 22 27 15

Rehabmodul AB är ansluten till
 hinfo.se

PRODUKTER

AT 24 (Attainment Talker 24)
AT 6 (Attainment Talker 6)
GOS-GoTalk Overlay Software

Artikelnummer

3303/83303
3304/83304
83901

Från 2008-03-01 är de artiklar som har två artikel-nummer ISO-klassificerade som samtalsapparater, 22 21 09 och som Almanackor, kalendrar och planeringssystem, 22 27 15 - enligt beslut av Hjälpmedelsinstitutet. Se Upphandlingscirkulären för HI 2129!

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskottsbetalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK: GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket, GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), OneTalker, Recording Keychain, One by Four, GoTalk Button, PersonalTalker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad.

Rehabmodul AB
För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!

Besök **Butiken** på www.rehabmodul.se

© Copyright 04/2010, Rehabmodul AB, Stockholm