

# Talplattor för AKK, minnesstöd och träning på ett enkelt sätt!

## Allmän beskrivning

Portabla talplattor med digitalt, inspelat tal som passar alla åldrar och enkelt kan användas på t ex. dagis, i skolan, arbetet eller i hemmet. Talplattorna är robusta, stryktåliga och mycket lätta att använda. Inspelade meddelanden finns kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur! Batterier ingår alltid vid leveransen. **Snabbguider på svenska!**

V. G. VÄND! Fler produkter på andra sidan!



## GoTalk 32+

- 32 rutknappar (31x29 mm) och 5 nivåer ger 160 meddelanden.
- 3 nivå-oberoende direktvalstangenter.
- Total inspelningstid är 27 min.
- Format: 362 x 254 x 42/28 mm.
- Vikt: c:a 950 g.
- Inbyggt handtag.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3403



## GoTalk 20+

- 20 rutknappar (30x26 mm) och 5 nivåer ger 100 meddelanden.
- 5 nivå-oberoende direktvalstangenter.
- Total inspelningstid är 15 min.
- Format: 230 x 300 x 28 mm.
- Vikt: c:a 640 g.
- Inbyggt handtag.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3401



## GoTalk 9+

- 9 rutknappar (45x57 mm) och 5 nivåer ger 45 meddelanden.
- 3 nivå-oberoende direktvalstangenter.
- Total inspelningstid är 9 min.
- Format: 230 x 300 x 28 mm.
- Vikt: c:a 640 g.
- Inbyggt handtag.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3102



## GoTalk Pocket

- 6 rutknappar (25x25 mm) och 5 nivåer ger 30 meddelanden.
- Total inspelningstid 5 min.
- Format: 140 x 90 x 24 mm.
- Vikt: c:a 200 g.
- Greppvänlig utformning.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Halsrem ingår.
- Artikelnummer 3202



## GoTalk 4+

- 4 rutknappar (87x69 mm) och 5 nivåer ger 20 meddelanden.
- 2 nivå-oberoende direktvalstangenter.
- Total inspelningstid är 4,5 min.
- Format: 230 x 300 x 28 mm.
- Vikt: c:a 640 g.
- Inbyggt handtag.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3202

Rehabmodul AB är ansluten till



ISO 22 21 09  
och 22 27 15

Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer.

Gör dina överlägg i datorn med **GOS - GoTalk Overlay Software!** **Nytt!**  
Skriv ut dina bilder på pappersöverlägg för att använda dem i GoTalk apparaterna, Personal Talker, Time Cue, Talande fotoalbum. Du kan även importera och använda egna, digitala foton, scannade bilder eller grafik producerat i datorn till överläggen. Du kan också lägga in text med olika teckensnitt, storlekar och färger. Svensk snabbguide. Ny version 3.0, för Windows XP/Vista/7. Artikelnummer 3901



Produkter som är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige. OBS! Efter 2010-08-01 görs ingen provning av hjälpmedel längre. Upphört och nedlagt.

**Rehabmodul AB**  
För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby  
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99  
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se  
Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Handla även direkt på webben!  
Besök **Butiken** på [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

© Copyright 05/2011, Rehabmodul AB, Stockholm

# Fler lättanvända talplattor för AKK, minnesstöd och träning



**Nytt!**

## GoTalk Express 32

- 32 rutknappar (32x29 mm) och 5 nivåer ger 160 meddelanden.
- Kan manövreras direkt på tangentbordet eller skanning.
- Ett flertal olika skanningssätt med en- eller två kontakter.
- Arbetsätten är *standard* och *express* (länkade meddelanden).
- Total inspelningstid är 24 min.
- Format: 362 x 254 x 44/28 mm.
- Vikt: c:a 1 kg.
- Inbyggt handtag.
- 3 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3402



Bordsställ (tillbehör)  
Artnr: 3932

GoTalk Express 32 är enkel att använda och kan vid behov också användas på ett mer avancerat sätt med länkade meddelanden (*express*). Viktigt för att utveckla brukarens kommunikationsförmåga. Lysdioder markerar varje ruta. Ljudindikering som avlyssnas i hörsnäcka. GoTalk Express 32 ger fler möjligheter än något annat hjälpmedel i den här kategorin!



## AT 6

- 6 rutknappar (51x51 mm), 1 nivå ger 6 meddelanden.
- Total inspelningstid 1 min.
- Format: 315 x 60 x 28 mm.
- Vikt: c:a 200 g.
- Låg utformning.
- 2 x LR03 (AAA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3304



## AT 24

- 24 rutknappar (19x19 mm), 1 nivå ger 24 meddelanden.
- Total inspelningstid 4 min.
- Format: 315 x 60 x 28 mm.
- Vikt: c:a 640 g.
- Låg utformning.
- 2 x LR03 (AAA) alkaline batterier.
- Artikelnummer 3303



**Nytt!**

## Smooth Talker

- 1 inbyggd knapp (125 mm) och uttag för anslutning av en yttre kontakt.
- Total inspelningstid är 2 minuter.
- Uttag för anslutning av t ex en anpassad batteridrivna leksak, dator mm.
- inbyggd modul för trådlös styrning av in-/utsignaler enligt Pretorian Simply Works systemet.
- Format: 220 x 180 x 50/27 mm.
- Vikt: c:a 480 g.
- 1 x 6F22 (9 Volt) alkaline batteri.
- Artikelnummer 3612

**Fem arbetsätt:**  
Sekvenser  
Slumpvis  
Val - t ex JA/NEJ  
Turtagning  
Förkontroll



LED indikatorer under locket



Inbyggd manöverkontakt - låg profil mot användaren



Inbyggd hållare för bildstöd

Rehabmodul AB är ansluten till



Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer.

ISO 22 21 09  
och 22 27 15

**Produkter som är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige. OBS! Efter 2010-08-01 görs ingen provning av hjälpmedel längre. Upphört och nedlagt.**

**Rehabmodul AB**  
För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby  
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99  
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se  
Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Handla även direkt på webben!  
Besök **Butiken** på [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

© Copyright 05/2011, Rehabmodul AB, Stockholm