

# GoTalk talplattor för minnesstöd, AKK & träning på ett enkelt sätt!



GoTalk talplattor är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

## Allmän beskrivning för alla modellerna

- GoTalk talplattor med digitalt inspelat tal och som enkelt kan användas på t ex. dagis, i skolan, arbetet eller i hemmet.
- GoTalk talplattor är lätta att använda och är mycket robusta och stryktåliga. De finns i tre modeller: GoTalk20+, GoTalk9+ och GoTalk4+.
- GoTalk talplattor passar alla åldrar!
- Drivs med 2 stycken 1,5 volts alkalinebatterier - typ LR6 (AA). Angiven batterilivslängd är 3-6 månader vid normal användning .
- Inspelade meddelanden finns kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!
- Det inbyggda handtaget och den låga vikten (c:a 640 g) gör GoTalk talplattor behändigt portabla.
- Formatet är 230 x 300 x 28 mm. (Nästan som detta A4 pappersark.)
- För den som måste/behöver, kan de monteras på rullstol, rollator, säng, bil, cykel, moped - i stort sett på vad du vill!



## GoTalk20+

- 20 rutknappar (30x26 mm) och 5 nivåer ger 100 meddelanden.
- 5 nivå-oberoende direktvalstangenter.
- Total inspelningstid är 15 min.



## GoTalk9+

- 9 rutknappar (45x57 mm) och 5 nivåer ger 45 meddelanden.
- 3 nivå-oberoende direktvalstangenter.
- Total inspelningstid är 9 min.




## GoTalk4+

- 4 rutknappar (87x69 mm) och 5 nivåer ger 20 meddelanden.
- 2 nivå-oberoende direktvalstangenter.
- Total inspelningstid är 4,5 min.

### Kommunikationspass för GoTalk20+

Överlägg - medföljer och kan även köpas som tillbehör. Klipp ut och lägg i plastfickan. Gör inspelningarna! Exempler baseras på rubriker i handledningen om: "Vågar du prata med en person med talhandikapp?" - om kommunikationspass". Handledningen kan köpas från Hjälpmedelsinstitutet. Bestnr 01319.



Gör dina överlägg i datorn med **GOS - GoTalk Overlay Software!**  
Skriv ut dina bilder på pappersöverlägg och använd dem i GoTalk One,

One by Four Talker, Personal Talker, Time Cue, Talande fotoalbum, GoTalk20+, GoTalk9/9+, GoTalk4/4+ och GoTalk Pocket.

Se vidare produktblad om GOS, version 2.0!

ISO 22 21 09 och 22 27 15



### PRODUKTER

GoTalk20+

GoTalk9+

GoTalk4+

GOS-GoTalk Overlay Software

Kommunikationspass för GT20+

### Artikelnummer

3401/83401

3102/83102


3202/83202

83901

83911

Från 2008-03-01 är de artiklar som har två artikelnummer ISO-klassificerade som samtalsapparater, 22 21 09 och som Almanackor, kalendrar och planeringssystem, 22 27 15 - enligt beslut av Hjälpmedelsinstitutet. Se Upphandlingscirkulären för HI 2129!

Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK: GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket, GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), OneTalker, Recording Keychain, One by Four, GoTalk Button, PersonalTalker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad.



Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby  
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99  
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se  
Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Handla även direkt på webben!  
Besök [Butiken](http://www.rehabmodul.se) på [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm