



GoTalk Express 32

-Talapparaten som har *många* möjligheter för AKK!



GoTalk Express 32 är produktanmäld hos Hjälpmedelsinstitutet för Bra hjälpmedel.



Även den minsta "knappe" kan använda GoTalk Express 32!

- Total lagringstid för tal är 24 min och 4 min för ljudindikering.
- Arbetssätten är *standard* och *express*, dvs länkade meddelanden
- Robust och tålig och med inbyggt handtag
- Nivå- /inspelningslås
- Lysdioder markerar varje ruta
- Ljudindikering som avlyssnas i hörsnacka
- Ett flertal olika skanningssätt med en- eller två manöverkontakter
- Strömförsörjs av tre LR03 alkaliebatterier

GoTalk Express 32 - en portabel talapparat, som använder inspelat tal för att lagra och tala ut ord, fraser och meddelanden



Med bordsställ (tillbehör)

- GTE 32 är enkel att använda och kan vid behov också användas på ett mer avancerat sätt med länkade meddelanden (*express*). Viktigt för att utveckla brukarens kommunikationsförmåga. *GTE 32 ger fler möjligheter än något annat hjälpmedel i den här klassen!*
- GTE 32 är gjord för personer med talskada (i alla åldrar) med funktionshinder orsakat av t ex CP, neurologiska skador, muskeldystrofi, MS, ALS, skador på halskotor/övre ryggraden, stroke, skallskador eller andra fysiska skador, som påverkar talet. Hundrasextio vardagliga ord, fraser och meddelanden kan lagras i GTE 32 och även länkas ihop till meningar vid utläsningen.
- GTE 32 har digitaliserat tal, (spelas in) som ger naturligt, låtande tal. För att lagra ett meddelande trycker du bara på en ruta och talar in i den inbyggda mikrofonen.
- För att tala ut - tryck på tangenten/tangenterna igen!

Produktfakta

Teknik: Digitalt tal/5 nivåer
Styrsätt: Tangentbord; Manöverkontaktstyrd skanning/stegning
Mått: 362 x 254 x 44 mm
Tangentbord: 32 rutor med rutstorlek 32 x 29 mm
Vikt: Ca 1 kg komplett
Strömförsörjning: 3xLR03 (AAA)
Laddningsbara batterier/laddare: Kontakta oss!

ISO 22 21 09 och 22 27 15

Rehabmodul AB är ansluten till



För alla som var med på 1990-talet är det här en *bra* nyhet! Äntligen har det kommit en ny, enkel och modern talapparat, dvs **GTE 32**, som verkar mycket användningsbar! Inte med MINSPEAK, men med länkade meddelanden. Bilden visar föregångaren, klassikern **AlphaTalker!**



PRODUKTER

- GoTalk Express 32
- Bordsställ till GoTalk Express 32
- GOS-GoTalk Overlay Software

Från 2008-03-01 är de artiklar som har två artikel-nummer ISO-klassificerade som samtalsapparater, 22 21 09 och som Almanackor, kalendrar och planeringssystem, 22 27 15 - enligt beslut av Hjälpmedelsinstitutet. Se Upphandlingscirkulären för HI 2129!

Artikelnummer

- 3402/83402
- 3932/83932
- 83901

Rehabmodul AB
 För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
 Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
 Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
 Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!
 Besök **Butiken** på www.rehabmodul.se