

Nytt!

# GoTalk Pocket

- för AKK, minnesstöd och träning på ett enkelt sätt!



GoTalk Pocket är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.



Naturlig storlek

- GoTalk Pocket använder digitalt inspelat tal och kan enkelt användas på dagis, i skolan, arbetet eller hemma.
- GoTalk Pocket är lätt att använda och är mycket robust och stryktålig.
- GoTalk Pocket passar alla åldrar!
- 6 rutknappar och 5 nivåer ger totalt 30 meddelanden.
- Total inspelningstid är 5 minuter.
- Drivs med 3 stycken 1,5 volt alkaline-batterier - typ LR03 (AAA) ingår.
- Inspelade meddelanden finns kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!
- Greppvänlig utformning och låg vikt, 185 gram gör GoTalk Pocket behändigt portabel. Halsrem och fack på undersidan för extra överlägg ingår,
- Formatet är 145 x 92 x 24 mm. Rutstorleken är 27 x 24 mm.



ISO 22 21 09 och 22 27 15

Rehabmodul AB är ansluten till



Ny version!



Gör dina överlägg i datorn med **GOS - GoTalk Overlay Software!**

Skriv ut dina bilder på pappersöverlägg och använd dem i GoTalk One,

One by Four Talker, Personal Talker, Time Cue, Talande fotoalbum, GoTalk20+, GoTalk9/9+, GoTalk4/4+ och Pocket GoTalk samt GoTalk Pocket. Se vidare produktblad om GOS, version 2.0!

## PRODUKTER

GoTalk Pocket

GOS-GoTalk Overlay Software

## Artikelnummer

3302/83302

3901/83901

Från 2008-03-01 är de artiklar som har två artikel-nummer ISO-klassificerade som samtalsapparater, 22 21 09 och som Almanackor, kalendrar och planeringssystem, 22 27 15 - enligt beslut av Hjälpmedels-institutet. Se Upphandlingscirkulären för HI 2129!

Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK: GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket, GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), OneTalker, Recording Keychain, One by Four, GoTalk Button, PersonalTalker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad.

**Rehabmodul AB**

För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99

Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se

Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Handla även direkt på webben!

Besök [Butiken](http://www.rehabmodul.se) på [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

© Copyright 11/2009, Rehabmodul AB, Stockholm