

Rehabmodul AB Snabbguide



Infovox Desktop

©: Rehabmodul AB, 11/2007

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

Infovox Desktop Version 2.2

- *Infovox Desktop, version 2.2 är helt kompatibel med Windows 2000/XP/Vista. (Version 2.2 går att köra under Win 98se, men rekommenderas inte av Acapela.)*
- *Uppgradering från 2.0 och 2.1 till 2.2 är kostnadsfri - om giltig licens finns!*
- *Prislistan är ändrad. Istället för pris per röst gäller pris per språkpaket, t ex svenska.*
- *I svenska språkpaketet ingår rösterna Erik, Emma, Ingmar och AnnMarie samt amerikansk-engelska kvinnorösten Heather.*
- *En on-line, nedladdbar version finns på: www.acapela-group.com/demos/desktop.asp*
- *30 dagars demo-licens startar automatiskt vid installation. Den kan inte repeteras för en ny period.*
- *Leverans av Infovox Desktop sker på en, enda DVD där alla språkpaketen ingår.*
- *Infovox Desktop V2.2 ersätter Infovox Desktop Standard V2.1 resp. Infovox Desktop PRO V2.1, som härmed utgått.*

Kort om DVD skivan

Installera programmet i Windows 2000/XP/Vista enligt anvisningarna på skärmen. Basprogram, språk- och röstmoduler finns på DVD skivan. DVD skivan är en DEMO-skiva och kan köras **GRATIS** utan Licensfil under 30 dagar från installation. Installerat program blir **”skarpt”** först när licensfilen är installerad.

Produktfakta

- Infovox Desktop V2.2 är en text-till-tal omvandlare baserad på BrightSpeech.
- Finns på olika språk, med en kvalitet som ligger närmare det mänskliga talet än någonsin tidigare.
- Lexicon Manager för dina egna lexikon: du kan importera, skapa och redigera lexikon och koppla lexikon till olika röster.
- Fonetiska transkriptioner (omskrivningar) i ditt eget lexikon kan skrivas med två fonetiska alfabet: SAMPA och RULSYS.
- KeySpeaker applikationen stavar och läser medan du skriver i valfritt Windows program. (Se även informationen om Write 'n Speak!)

Funktioner

- Möjlighet att justera volym, tonhöjd, pauser, hastighet och equalizer.
- Lyssna på texten: mening för mening, ord för ord och bokstav för bokstav.
- SpeechPad ger dig möjlighet att läsa upp och redigera dina textdokument.
- Voice Manager låter dig skapa röster med dina egna inställningar, t ex equalizerinställningar och koppling till lexikon.
- KeySpeaker bokstaverar och läser när du skriver i valfritt Windows-program.
- Kompatibel med Microsoft SAPI4 och SAPI5.

Språkpaket

- Svenska, norska, danska, finska, isländska, färöiska, am.-engelska, br.-engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, belgiska, holländska, tjeckiska och turkiska. Fler språk- och rösttyper tillkommer efterhand.

Systemkrav

- PC Pentium II, *lägst* 350 MHz.
- Windows 2000 SP4/XP SP 2/Vista
- 128 MB RAM eller mer.
- 4 MB RAM för basprogrammet (engine). 100 - 300 MB per språk eller röst.
- 16-bit ljudkort kompatibel med Windows.

Installation

- Sätt DVD-skivan i datorn. Installationen startar automatiskt.
- Välj ett eller flera språkpaket.
- Följ anvisningarna på skärmen.
- Om det finns en Infovox Desktop ver. 2.0 eller ver. 2.1 installerad i datorn, kommer den att uppdateras automatiskt till version 2.2. Licens och inställningar från den tidigare installationen är automatiskt kvar.
- När Infovox Desktop installeras för första gången i en dator, erhålls en 30 dagars demo-licens. Därefter måste en full licens köpas, för att kunna användas.

License Manager

All hantering av licenser sköts av License Manager, som installeras av installatören. Licensfilen kan sparas. Dvs den ändras inte efter att den importerats.

- *Detta är viktigt* eftersom det innebär att Infovox Desktop kan ominstalleras; Windows ominstalleras och till och med hårddisken omformateras - *men ändå använda samma licensfil!*
- *Det är därför MYCKET viktigt att göra en SÄKERHETSKOPIA av licensfilen på ett säkert ställe, ifall den behövs igen vid ett senare tillfälle, t ex om operativsystemet installeras om.*
- I License Manager kan du:
 - Se vilka språk och röster som är installerade och deras licensstatus.
 - Se datorns *Licenskod*.
 - Importera en ny licensfil.

För utförligare anvisningar, se **”Infovox Desktop Hjälp”**: Infovox Desktop Licens

Licenser

För att kunna använda något språkpaket i Infovox Desktop måste du ha en licens!

- Om du installerat språkpaket som du inte har licens för, (utom under DEMO tiden 30 dagar) kommer dessa att varken vara synliga eller tillgängliga i något program, som använder SAPI.

För att köpa licens, se nästa spalt!

Inför licensköpet

- **Standardleverans är ett språkpaket.**

- Kombinationer av språkpaket

- Språkpaket för ANDRA språk kan köpas till pris som är 67% av ordinarie pris. De rabatterade tilläggen av ANDRA språkpaket måste köpas vid *samma* tillfälle, som det FÖRSTA språkpaketet (huvudlicens).
- Som FÖRSTA språkpaket (huvudlicens) räknas alltid det språkpaketet som har det *högsta priset* om språkpaketen har olika priser. Sex prisgrupper finns. Standardprodukten levereras med en (1) licens, att användas i en (1) dator av en (1) köpare.

- Fler datorer

- Tilläggslicenser för upp till ytterligare två datorer kan köpas till ett pris som är c:a 33 % av huvudlicensens ordinarie pris.
- Tilläggslicenser till reducerade priser måste beställas och sedan tas ut samtidigt med huvudlicensen. All beställning/leverans senare räknas som nybeställning.
- Tilläggslicenser måste ha samma konfiguration (språkpaket) som huvudlicensen.

- Skollicenser

- Skollicenser med kraftigt rabatterade priser finns för 5 och 10 installationer - på datorer knutna till en och samma fysiska grundskola eller gymnasieskola. Nätverkslicenser finns dock inte.

Kontakta Rehabmodul AB för mer information.

Så här köper du licens från Rehabmodul AB

När du har beslutat dig för att köpa licens, kontaktar du Rehabmodul AB. Se ovan för telefon eller skriv till info@rehabmodul.se

Observera att en levererad licens också innebär ett avslutat köp. Fakturering sker automatiskt. Köpta och levererade licenser återköpes ej! Se prislistan för information om språkpaket/röster, priser etc.

1. Starta License Manager och ta reda på din **Licenskod**. Den koden behövs för att få ut en *Licensfil*. Genom att klicka på **Kopiera** sparas licenskoden i Windows urklipp och kan kopieras in i ett e-post eller annat dokument.
2. Skicka **Licenskoden** - samt ange vilket(a) språkpaket som licensen ska täcka - till oss via e-post (info@rehabmodul.se) eller fax eller brev. (I undantagsfall telefon pga riskerna för fel!).
3. Rehabmodul returnerar **Licensfilen** med e-post*. (I undantagsfall på diskett/CD i vanligt brev.) Importera filen till License Manager, genom att klicka på **Importera Licensfil**.
4. Gör en säkerhetskopiera av licensfilen genom att klicka på **Avancerat** i License Manager och sedan välja **Säkerhetskopiera licensen** och kopiera till en diskett eller nätverksmapp.

För utförligare anvisningar, se **”Infovox Desktop Hjälp”**: Infovox Desktop Licens

*) Ibland kan vi inte leverera licensfilen till dig via huvudmannens nät, pga SPAM-filtter. Du kan då enkelt skaffa ett GMAIL-konto, så fungerar det! Gå in på Google och välj *Logga in* och följ anvisningarna!

Observera!

Leverans av Licensfil innebär att köp gjorts!
- Försäkra dig först om att det finns en godkänd beställning!
- Fakturering sker automatiskt! V.G. VÄND!

WRITE 'n SPEAK medföljer GRATIS vid köp av Infovox Desktop från oss!
Demo av WRITE 'n SPEAK finns på:
www.rehabmodul.se

Rehabmodul A B Snabbguide

©: Rehabmodul AB, 11/2007

Enspännargatan 10 • 165 57 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se



Infovox Desktop

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

Egna anteckningar

Licenskod:

(Exempel: BD343RY-BC23KTW-HWMWX2K-H7L6BCW-T24050)

Licensfilens namn:

(Exempel: TTS\Infovox21\Infovox_O.4713050809.0453.0.lic)

Datum:

Övriga noteringar:

Om du har frågor - kontakta oss!

Hitta i dokumentationen

De kompletta användarhandledningarna för Infovox Desktop installeras på hårddisken och de kan också laddas ner från Acapela Group hemsida: www.acapela-group.com

I mappen "Babel Technologies" finns mapparna "BabTTS" och "Infovox Desktop". Öppna "Infovox Desktop". Följande anvisningar finns på **svenska**:

1. Infovox Desktop Hjälp

(Infovox_Desktop_Help.chm)

- Infovox Desktop Licens
- Voice Manager
- Röstegenskaper
- SpeechPad
- KeySpeaker
- Lexicon Manager
- Textflaggor

2. Infovox Keyspeaker Hjälp

(Infovox_Keyspeaker_Help.chm)

- Introduktion
- KeySpeaker-menyn
- Egenskaper
- FAQ (Vanliga frågor med svar.)
- Avancerade inställningar

För att lära dig använda talsyntesen, rekommenderas du att använda dig av de bifogade anvisningarna.

Generella licensvillkor

För Acapela Infovox Desktop sålda av Rehabmodul AB.

Dataprogram i detta avtal tillhandahålls som en icke-exklusiv nyttjandelicens = nyttjanderätt för Infovox Text-till-Tal program, "Programmet", som levererats av Acapela Group eller dess distributörer.

Acapela Group bibehåller äganderätten och all intellektuell egendom i det levererade "Programmet". "Programmet", som täcks av denna licens får användas på följande villkor:

Du får:

- använda en kopia av det bifogade "Programmet" eller ljudfiler producerade av "Programmet", på en dator i taget för ditt privata bruk eller för bruk i ditt arbete.

Du får inte:

- använda "Programmet" eller ljudfiler producerade av "Programmet" i nätverk, utan bara i en dator eller terminal i taget.
- göra kopior av dokumentation, programmedia eller installerat program, utom för arkivändamål. Kopia för arkivändamål måste inkludera alla copyrighträttigheter och andra notiser som är inkluderade i originalkopian av "Programmet".

- låna, hyra, underlicensiera, tillhandahålla "Programmet" till tredje part eller på annat sätt överföra "Programmet" eller dokumentationen.

- ändra, modifiera, anpassa "Programmet" eller dokumentationen, inklusive, men inte begränsat till, översättning, dekomplering, disassemblering eller reverse engineering och inte heller ge din tillåtelse till sådant till någon annan person.

Denna licens och dina rättigheter för "Programmet" upphör automatiskt om du inte följer villkoren i "Generella licensvillkor" för Acapela Infovox produkter sålda av Rehabmodul AB". Vid upphörande, måste du förstöra all dokumentation och programmedia. Detta avtal ska bedömas enligt svensk lag.

ACAPELA GROUP

Begränsad garanti för ersättningsleverans

- Om det upptäcks att fysiska felaktigheter finns i programmediet i vilket detta program distribueras, erbjuds ersättningsleverans utan kostnad, under förutsättning att produkten returneras med angivande av köptillfället och att detta sker inom 1 år från köptillfället.

- Alla underförstådda garantier för programmediet och bruksanvisningar, inklusive garantier för marknadstillgänglighet och lämplighet för ett särskilt ändamål, är begränsat till högst 1 år från det att det ursprungliga köpet gjordes av produkten.

- Även fast Rehabmodul AB har testat programvaran, lämnas inga garantier eller utfästelser, varken uttalade eller underförstådda, för dess kvalitet, prestanda, marknadstillgänglighet eller lämplighet för ett visst ändamål. Av denna orsak, försäljes denna programvara "som-det-är" och köparen har att ansvara för prestanda och kvaliteten i samband med användningen.

- I inget fall kan Rehabmodul AB ansvara för direkta, indirekta, speciella, övriga eller efterföljande skador, som resultat av felaktighet i programvaran eller dess dokumentation, även om underrättelse gjorts, att möjlighet till sådan skada förelegat.

- Särskilt är att Rehabmodul AB inte har ansvar för andra program som används med detta program.

- Garantier, utfästelser -enligt ovan angivna - gäller före alla andra, muntliga eller skriftliga, uttalade eller underförstådda.

REHABMODUL AB

WRITE 'n SPEAK™



Ett universellt verktygsprogram på svenska, som kopplar ihop ditt tangentbord, urklippet och en TTS-omvandlare (talsyntes) som fungerar med Microsoft® Speech API 4.0 i PC med Microsoft® Windows® 95/98/ME/2000/XP/Vista. W'n S kan användas med de äldre Infovox 230/330/ Desktop v. 1 och v.2 och Infovox Desktop Standard V2.1 och Infovox Desktop PRO V2.1 samt **NYA Infovox Desktop V2.2**.

- Du kan få text skriven på tangentbordet talad som bokstäver, ord eller meningar. Detta samtidigt som du skriver i t ex Microsoft Word med flera. Du kan även markera valfri text och få den talad.

- Med *WRITE 'n SPEAK* kan du styra och kontrollera talsyntesens alla parametrar, t ex talsätt, talhastighet, röstval etc.

- *WRITE 'n SPEAK* är funktionstestad med Infovox och Microsofts talsynteser. För att *WRITE 'n SPEAK* ska fungera måste Microsoft Speech API 4.0 och Voice Manager systemtillägg vara installerade.

- När du köper *WRITE 'n SPEAK* får du ett serienummer, som du skall fylla i första gången du startar *WRITE 'n SPEAK*.

- Saknar du serienummer, kan du genom att klicka på knappen "Demo" köra *WRITE 'n SPEAK* i DEMO-läge och:

- Du kan starta *WRITE 'n SPEAK* i DEMO-läge hur många gånger du vill.
- *WRITE 'n SPEAK* stänger automatiskt av sig själv efter 20 min.
- *WRITE 'n SPEAK* sparar inga inställningar eller val i "Talinställningar" eller i "Start vid systemstart".

WRITE 'n SPEAK medföljer GRATIS vid köp av Infovox Desktop från oss!

(Ord. pris 990:- + moms)

Prova själv genom att ladda ner en gratis

Demo av *WRITE 'n SPEAK* från:

www.rehabmodul.se

Felsökning

För utförligare anvisningar, se "Infovox Desktop Hjälp": Vanliga frågor

Avinstallation

- För att avinstallera Infovox Desktop ska du använda kontrollpanelens **Lägg till/ta bort program**.

- *Avinstallationen är helt automatisk.*