

Tidshjälpmedel för minnesstöd!



Voice Cue och Time Cue är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.



Enkel att använda!

Naturlig storlek



Larmklockan Invisible Clock

Larmklockan Invisible Clock II har flera funktioner och i det här sammanhanget främst avsett för larmmarkering av upp till 12 tidpunkter per dygn - t ex för mediciner, aktiviteter, komma in i tid från skolraster, träna nya beteenden etc.

Markering av larm görs med i tre steg ställbar, diskret vibration eller pip ljud.

Dessutom: Timer (999 tim), mötestimer (10-120 min), anpassad timer (60 min), tidtagarur samt datum och tid (12 tim. klocka - am/pm). Skärmen kan belysas.

Storlek 57 x 41 x 16 mm.

Vikt c:a 40 g.

1 st. LR03 batteri ingår.

Levereras med bältesclip.

Voice Cue

5 meddelanden för t ex mediciner, aktiviteter etc. Varje meddelande kan upprepas vid 2 förvalda tider, varje dag.

60 sekunder total inspelningstid.

Meddelanden kan även läsas ut manuellt. Försedd med enkel volymkontroll och 24 timmars klocka.

Fickstorlek med måtten 65 x 110 x 15 mm.

Vikten är c:a 85 g.

2 st LR03 batterier ingår.

Levereras med bältesclip.

Time Cue

1 meddelande för t ex en viss aktivitet, medicin etc. Det är också möjligt att använda Time Cue som en larmklocka med en pipsignal i stället för ett inspelat meddelande.

Bild i format 74 x 55 mm kan placeras på insidan av det ihopfällbara locket.

10 sekunder inspelningstid. Meddelandet kan även läsas ut manuellt.

Fickstorlek med måtten 65x100x14 mm.

Vikten är c:a 75 g.

4 st SR44 batterier ingår.

ISO 22 27 15




PRODUKTER

Artikelnummer

Voice Cue	3802
Time Cue	3803
Larmklockan Invisible Clock II	3804

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK: GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket, GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), OneTalker, Recording Keychain, One by Four, GoTalk Button, PersonalTalker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad.



Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!
Besök [Butiken](http://www.rehabmodul.se) på
www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm