

Kalenderur

- Praktisk produkt för att hålla reda på tid, veckodag, datum och år



Geemarc Kalenderur VSO10 DCF - Radiostyrd

- Digitalt, radiostyrt (alltid exakt tid) kalenderur för personer som har svårt att hålla reda på tid och veckodag, t ex pga av demensproblem, mfl.
- Svensk text. Tid visas med 56 mm stora siffror. Övrig text - 17 mm
- Kan väggmonteras eller placeras på bord
- Mått: 280 x 190 x 27 mm. Vikt: C:a 630 gram
- Strömförsörjning: 2 x LR6 (AA) batterier (medföljer)
- Svensk BRUX ingår

Artnr 3807

