

Talapparater för minnesstöd & AKK



Alla talapparaterna utom GT Card är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.



Anna ska till doktorn idag kl ...

One Talker

Minnesstöd för ett meddelande på upp till 10 sek. Den kan bäras i handen, fickan eller fästas på kläderna med ett medföljande bältesclip. Grön plast. Med batterier - typ CR2025.



Portkoden är 5932 ...

Recording Keychain

Minnesstöd för ett meddelande på upp till 10 sek. Får plats i handflatan. Silverfärgad med nyckelring. Med batterier - CR2025.



Hej Kalle, mamma har gått till affären...

GoTalk Button

Minnesstöd för ett meddelande på upp till 10 sek. Inbyggd magnetfäste för att sättas upp på burklock, kylskåp, plåttavlor, mm. Den kan bäras i fickan etc. Storlek: 56 x 20 mm. Vikt c:a 20 gram. Med batteri - typ CR2016.



Jag betar Emil Berg ...

Används även med fördel som ett talande ID-kort!

PersonalTalker

Ett meddelande på upp till 10 sek. Kombinerat med bild/text. Storlek: 65 x 65 x 15 mm och kan lätt tas med i fickan eller ligga i knät. Den kan även användas med locket stängt. Batterier typ SR44 ingår.



Ett talande kort - till lågpris - som du kan tala in själv på!

Hej mamma, en hälsning från ditt barnbarn Emma...

GoTalk Card

Bildfickorna (2 st) har formatet 10 x 15 cm. Ett eget meddelande på 10 sek. kan spelas in. Användbar som minnesstöd, meddelanden, booklets med text & tal, mm. Laminerad kartong med begränsad hållbarhet, men billig. Unik och roligt talande hjälpmedel för barn & äldre. Vikt: 48 g. Mått: 127x170 x 5 mm.



På bord eller vägg!

Jag vill använda datorn nu.



Jag vill använda datorn nu.



Dagens lunch

Dagens lunch är ...



Rehabmodul har öppett ...



Välkommen till klass 1A.




Nästa födelsedag är Lisa's den 4...



Blommorna ska vattnas tisdag ...

Express One

Minnesstöd för ett meddelande på högst 10 sek. Utläsning kan göras med tryck på bildytan eller "guldknappen". Enkel att använda. Kan enkelt hängas på väggen. 2 batterier, typ LR03 (AAA) ingår. Mycket bra ljud. Volymkontroll. Grön plast. Bildyta: 113 x 149 mm. Vikt c:a: 220 g. Mått: 162 x 187 x 20 mm.



Elsa du kan vara lugn. Vi tänker alltid på dig ...

GoTalk One

Minnesstöd med bild för ett meddelande på högst 10 sek. Mycket bra ljud. Bildyta: 48 x 83 mm. Mått: 60 x 132 x 9 mm. Vikt: 45 g. Levereras med 2 knappcells-batterier, typ SR44.

Talande hjälpmedel till lågpris!

ISO 22 21 09 och 22 27 15



PRODUKTER


Personal Talker
GoTalk Card, 1 st
GoTalk Card, paket, 6 st
Express One
One Talker
GoTalk One
Recording Keychain
GoTalk Button, 1st
GoTalk Button/FP 8 st

Artikelnummer

3501/83501
3503/83503
3504/83504
3505/83505
3621/83621
3622/83622
3631/83631
3632A
3632

Från 2008-03-01 är de artiklar som har två artikelnummer ISO-klassificerade som samtalsapparater, 22 21 09 och som Almanackor, kalendrar och plane-ringssystem, 22 27 15 - enligt beslut av Hjälpmedelsinstitutet. Se Upphandlingscirkulären för HI 2129!

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK: GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket, GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), One Talker, Recording Keychain, One by Four, GoTalk Button, Personal Talker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad.



Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!

Besök [Butiken](http://www.rehabmodul.se) på www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm