

Talande fotoalbum för information, AKK, träning och minnesstöd



Talande fotoalbum 3502/83502 är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.



Spela in meddelanden på varje sida - upp till 10 sekunder/sida.

Mycket enkla att använda!

Familjebilder och berättelser med tal! Kan även användas på många andra sätt, t ex träning, AKK, info mm!

PRODUKTER Artikelnummer

Talande fotoalbum	3502/83502
Talande fotoalbum, A4	3506
Talande fotoalbum, A3	3507

Från 2008-03-01 är de artiklar som har två artikelnummer ISO- klassificerade som samtalsapparater, 22 21 09 och som Almanackor, kalendrar och planeringssystem, 22 27 15 - enligt beslut av Hjälpmedelsinstitutet. Se Upphandlingscirkulären för HI 2129!



En broschyr med 26 användningstips för talande fotoalbum medföljer utan kostnad.


Bilden: 30 bildfickor i A3-format



Total inspelningstid är 4 minuter!
24 bildfickor i formatet 10 x 15 cm.
Vikt: C:a 400 g.
Mått: 140 x 200 x 33 mm.
2 batterier typ LR03 ingår.



Total inspelningstid är 5 minuter.
30 bildfickor i A4-format.
Vikt: C:a 1 kg.
Mått: 375 x 275 x 45 mm.
2 batterier typ LR03 ingår.




Total inspelningstid är 5 minuter.
30 bildfickor i A3-format.
Vikt: C:a 1,7 kg.
Mått: 500 x 360 x 45 mm.
2 batterier typ LR03 ingår.

ISO 22 21 09 och 22 27 15



Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK: GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket, GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), OneTalker, Recording Keychain, One by Four, GoTalk Button, PersonalTalker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad.



Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!
Besök Butiken på www.rehabmodul.se

© Copyright 05/2010, Rehabmodul AB, Stockholm