

Manöverkontakter till lågt pris!



Alla manöverkontakterna är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

Serierna Access Medium och Access Mini med lock - för användning tillsammans med valfria apparater.

Manöverkontaktserie omfattande två storlekar:

- Mini - diameter 26 mm resp. Medium - diameter 65 mm.
- Båda serierna finns i färgerna röd, gul, grön och blå.
- Slutande 1 polig kontaktfunktion.
- Anslutning sker med 3,5 mm tele-plugg och de har c:a 1,4 m ledningslängd.



Medium

Unlimiter



Mini

Varje Access manöverkontakt, såväl medium som mini, har ett genomskinligt, avtagbart knapplock. Under knapplocket kan en bild placeras.

Wobble Switch - robust och lättmanövrerad spakkontakt - för användning tillsammans med valfria apparater.



Unlimiter


- Wobble Switch - den flexibla styrspaken kan röras i alla riktningar för att aktivera den inbyggda mikroswitchen.
- Spaken svarar på såväl stora som små rörelser och återtar sin utgångsposition efter att den aktiverats.
- Slutande 1 polig kontaktfunktion och försedd med 3,5 mm teleplugg och med 1,5 m ledningslängd.
- Totalhöjd: 135 mm.
- Spakens längd: 96 mm.
- Fothöjd: 39 mm.
- Vikt: C:a 90g.

ISO 24 09 18



PRODUKTER	Artikelnummer
Access Mini, röd	4101
Access Mini, grön	4102
Access Mini, blå	4103
Access Mini, gul	4104
Access Mini, en av varje färg, 4-pack	4105
Access Medium, röd	4111
Access Medium, röd	4112
Access Medium, röd	4113
Access Medium, röd	4114
Wobble Switch	4220

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!



Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!
Besök **Butiken** på
www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm