

Talande veckoalmanackor för minnesstöd & information

Med paketen "Talande veckoalmanackor" erbjuder vi ett bestämt antal av VoiSec Lite, OneTalker eller GoTalk One och en del tillbehör för att enkelt kunna göra en veckoalmanacka med talande meddelanden.




Paket 1

8 st VoiSec Lite, 10 st kardborrerundlar, 3 st magnetlister, 1 st halsband, 7 st självhäftande bildfickor, 2 st veckoscheman, 1 st plasthållare.

Artnr: 3021

Se prislisan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

VoiSec Lite med halsband och silikonhållare ingår i **Paket 1** och **Paket 2**.



Paket 2

7 st OneTalker, 1 st VoiSec Lite, 10 st kardborrerundlar, 3 st magnetlister, 1 st halsband till VoiSec, 7 st självhäftande bildfickor, 2 st veckoscheman, 1 st plasthållare.

Artnr: 3022

Se prislisan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!



Paket 3

10 st GoTalk One, 10 st kardborrerundlar, 10 st tunna magneter, 10 st självhäftande bildfickor, 2 st veckoscheman.

Artnr: 3023

Se prislisan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

ISO 22 27 15

Rehabmodul AB är ansluten till
 **info.se**

En ny generation hjälpmedel!

VoiSec Lite, OneTalker & GoTalk One kan användas som minnesstöd, för AKK, veckoalmanackor, ange innehåll och mycket mer! Bara fantasin begränsar...

VoiSec Lite, OneTalker & GoTalk One är alla **BRA Hjälpmedel** och ingår i Hjälpmedelsinstitutet förteckning.


Vi tar gärna emot synpunkter på dessa paket och ser gärna förslag på andra paketalösningar. Kontakta oss gärna!



VoiSec Lite är en talande knapp för att spela in, lagra och spela upp ett meddelande under 1 minut - med bra ljudkvalitet. Diam. 39 mm, höjd c:a 18 mm.




OneTalker är ett litet talhjälpmedel i handflatestorlek med ett meddelande på 10 sek. Mått: 38 x 65 x 10 mm. Grön plast.



GoTalk One är ett talande hjälpmedel med ett meddelande på 10 sek. och **mycket bra ljud**. Stor inbyggd bildficka - 48 x 83 mm. Förgylld uppläsarknapp. Grön plast. Mått: 60 x 132 x 9 mm.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i utföranden och priser.



Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!
Besök **Butiken** på
www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm