

Talande knapp för minnesstöd & AKK



Samtliga VoiSec Lite modeller är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.



VoiSec Lite är en talande knapp för att spela in och spela upp meddelanden med god ljudkvalité. Inspelningstiden är 1 minut. VoiSec Lite ersätter tidigare modellerna av VoiSec, som utgått! Ny utformning med förbättrad inspelningsfunktion och sänkt pris!



Hej! Det här är Annas fröken. Det har gått bra idag. Imorgon onsdag, ska Anna ha med sig...

- VoiSec Lite kan användas som minnesstöd, för AKK, veckokalender, ange innehåll och mycket mer!
- VoiSec Lite är oberoende av andra enheter och kan användas gång på gång.
- VoiSec Lite kan köpas med orange eller svart lock.
- VoiSec Lite drivs av batterier och är utformad för stryktålighet och god ergonomi.
- VoiSec Lite-7 är ett veckopaketer med färgerna grön, blå, vit, brun, gul, rosa och röd, som finns att köpa.



- VoiSec Lite Multi kan spela in/upp flera meddelanden i sekvens - inom minuten.
- I övrigt samma utformning som VoiSec Lite.

Kalle ringde på förmiddagen. Försäkringskassan har ringt - ring dem telefon 16 25 34....

- Säljs med vitt lock. Artnr 3065/83065.



- VoiSec Lite Photo med plats för bild (d. 31 mm) i locket.
- I övrigt samma som VoiSec Lite.
- Säljs med vitt lock. Artnr 3075/83075.

Oja, du måste ta med handuk och singlasögon och badbyxor...

Tillbehör

Olika tillbehör kan köpas. Här är några exempel. Se **PRODUKTER!**

Med armband
Med halsband

VoiSec Lite-7

Talande knappar i olika färger - en för varje dag i veckan! Överskådligt och lätt att förstå och använda. Säljs i en förpackning med 7 VoiSec Lite. Magneter ingår. Säljs endast i hel förpackning. Artnr 3055 alt. 83055.



Produktfakta

Mått
Diam. 39 mm, totalhöjd, i fästbricka, c:a 18 mm

Kapacitet
1 minuts intalat meddelande med god ljudkvalité

Driftstid
Mer än 50 - 120 uppspelningar i rad av ett 20 sek. meddelande. Mörkare röst kortar driftstiden.

Strömförsörjning
2 st utbytbara 1,5 volts knappcells-batterier, LR44 eller SR44.

Fästmedel - Levereras med fästbricka och självhäftande magnet.

ISO 22 21 09 och 22 27 15

VoiSec Lite är så lättanvänd att de flesta brukare kan hitta sina egna ändamål och sätt för användning. Användningstips finns på vår hemsida som PDF-filer.

Det är bara egna fantasin som sätter gränserna..



PRODUKTER Artikelnummer

VoiSec Lite, orange, 1 st	3005/83005
VoiSec Lite, orange, FP 5 st	3006/83006
VoiSec Lite, orange, FP 10 st	3007/83007
VoiSec Lite, svart, 1 st	3045/83045
VoiSec Lite, svart, FP 5 st	3046/83046
VoiSec Lite, svart, FP 10 st	3047/83047
VoiSec Lite-7, veckopaketer med 7 dagars färgschema	3055/83055
VoiSec Lite Multi, vit, 1 st	3065/83065
VoiSec Lite Photo, vit, 1 st	3075/83075

Tillbehör

Fästbrickor, FP 5 st	3011/83011
Dubbelhäft. lappar, FP 5 st	3012/83012
Självh. magneter, FP 5 st	3013/83013
Självh. kardborrer, FP 5 st	3014/83014
Broschnål, fästa i textil	3015/83015
Halsband med silikonhållare	3016/83016
Halsband med fästrem	3016B/83016B
Armband m kardborreband	3017/83017
Knappcells-batteri, FP 10 st	3018/83018

Från 2008-03-01 är de artiklar som har två artikelnummer ISO-klassificerade som samtalsapparater, 22 21 09 och som Almanackor, kalendrar och planeringssystem, 22 27 15 - enligt beslut av Hjälpmedelsinstitutet. Se Upphandlingscirkulären för HI 2129!

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott eller förskotts betalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK: GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket, GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), OneTalker, Recording Keychain, One by Four, GoTalk Button, Personal Talker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad.

Rehabmodul AB
För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!
Besök **Butiken** på www.rehabmodul.se