

WiViK 3 "På-skärmen-tangentbord" för alla med PC datorer och Windows XP



WiViK 3 är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

WiViK 3 -ett program för alla brukare av pekdon & scanning -för val av tecken direkt på skärmen utan att använda vanliga tangentbordet!

WiViK3 är ett "på-skärmen-tangentbord" som gör det möjligt att skriva i valfritt program med en mus/musersättare, pekskärm, joystick, eller med en eller flera manöverkontakter (scanning).

Många olika tangentbordslayouter finns, och det går även att skapa egna anpassade tangentbord. WiViK är ett ut

Enkel att använda!


uttryck utomordentligt utslag uttalande utmärkt

Esc		F1	F2	F3	F4		F5	F6	F7	F8		F9	F10	F11	F12		PSc
	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	+	'	←			Ins Hme PUP
	↔	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	å	"	←			Del End PDn
Caps		a	s	d	f	g	h	j	k	l	ö	ä	'				
	↑	<	z	x	c	v	b	n	m	,	.	-		↑			
Ctrl														AltGr		Ctrl	

Stor, svensk ordlista till WiViK 3!
Tillägget- **GRATIS** - installerar en svensk ordlista för WordQ (används i WiViK3), med ca 15 000 ord. För att installera ordlistan måste WordQ redan vara installerad. Även du som redan har WiViK 3 kan uppgradera gratis!
Ladda ner från vår hemsida!

WiViK 3 - "På-skärmen-tangentbord" har **alla** modulerna du behöver för att skriva med mus/musersättare eller använda scanning. Flera svenska tangentbord ingår. Dessutom ingår **WordQ** för ordprediktion och **talsyntesstöd**. För att få tal på svenska måste dock komplettering göras med svensk, SAPI talsyntes (t ex Infovox Desktop).

- WiViK 3 kan köras i Windows ME, NT, 2000 och XP Home/Pro.
- WiViK 3 är ett komplett programpaket på CD med alla delar för peka och klicka, scanning, ordprediktion, förkortningsexpansion och talsyntesstöd.
- *Du kan skriva fortare och med mindre ansträngning, när du använder WiViK 3/WordQ och talsyntesstöd. **WiViK 3 är ett mycket stabilt program.***
- WiViK 3 är på engelska, men har en lättläst bruksanvisning på svenska.
- För att välja kan du använda pekskärm. Du kan även använda n-ABLER Trackball alt. Joystick, Optimax, Optima, Optima Joystick eller huvudmusen Tracker PRO. Naturligtvis även andra alt. möss.
- Ett särskilt tillägg för anpassning av scannande tangentbord ingår. Med tillbehöret **USB kontaktlåda** (6641) kan du ansluta upp till fem manöverkontakter för att styra WiViK 3 vid scanning.
- Du kan anpassa ett/flera tangentbord/ordlistor till de egna behoven.




PRODUKTER	Artikelnummer
WIVIK 3, CD, 1 installation	6631
USB-manöverkontaktlåda, vid scanning	6641

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

Gratis 30 dagars demo! Ladda ner från vår hemsida! Det är enkelt att använda WiViK 3!

ISO 22 36 12



Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!
Besök **Butikan** på www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm