


# WiViK 3 "På-skärmen-tangentbord" för alla med PC och Windows XP/Vista/7

 **WiViK 3 är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.**

WiViK 3 -version 3.2 -för val av tecken direkt på skärmen, utan att använda vanliga tangentbordet. Nya, förbättrade WordQ 2 ingår.



**WiViK 3 är ett mycket stabilt program**

WiViK är ett "på-skärmen-tangentbord" som gör det möjligt att skriva i valfritt program med en mus/musersättare, pekskärm, joystick, eller med en eller flera manöverkontakter (scanning).

Många olika tangentbordslayouter finns, och det går även att skapa egna anpassade tangentbordslayouter. WiViK är ett u

**Sveriges mest använda program för: "På-skärmen-tangentbord"!**

utmärkt	uttryck										undantag	under				utslag
Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	PSc			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	+	.	←	Ins Hme PUP		
↔	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	å	..	←	Del End PDn		
Caps	a	s	d	f	g	h	j	k	l	ö	ä	'				
↑	<	z	x	c	v	b	n	m	,	.	-		↑			
Ctrl	Alt											AltGr	Ctrl	←	↓	→

**Stor, svensk ordlista medföljer WiViK 3!**  
Tillägget- **GRATIS** - installerar en svensk ordlista för WordQ 2 (används i WiViK), med ca 15 000 ord. För att installera ordlistan måste WordQ vara installerad.

För alla användare av pekskärm, pekdon\*) eller scanning, för att välja tecken. Med USB kontaktlåda -tillbehör - kan upp till 5 kontakter anslutas för att styra WiViK vid scanning.



\*) Som pekdon kan du använda t ex n-ABLER Trackball, n-ABLER Joystickmus, Optimax, Optima, Orbitrack, m fl för att styra WiViK. Finns att köpa hos oss.

**WiViK 3** - "På-skärmen-tangentbord" har **alla** modulerna du behöver för att skriva med mus/musersättare eller använda scanning. Flera svenska tangentbord ingår. Dessutom ingår **WordQ 2** för ordprediktion och **talsyntesstöd**. För att få tal på svenska måste dock komplettering göras med svensk, SAPI talsyntes.

- Du kan skriva snabbare och med mindre ansträngning, när du använder WiViK 3/WordQ och talsyntesstöd.
- WiViK 3, version 3.2, kan köras i Windows XP/Vista (32 bit)/7 (32 bit).
- Du kan anpassa ett/flera tangentbord/ordlistor till de egna behoven.
- WiViK 3 är ett programpaket på CD med alla delar för peka och klicka. För att välja kan du använda pekskärm alternativ möss och joystick. Dessutom ingår ordprediktion, förkortningsexpansion och talsyntesstöd.
- Ett särskilt tillägg för anpassning av scannande tangentbord ingår.
- WiViK 3 är på engelska, men har en lättläst bruksanvisning på svenska.

**Nyheter i WordQ 2**

- Kan nu även köras separat från vanliga tangentbordet utan att använda WiViK.
- Insättningspunktkänslig prediktion underlättar korrigeringar/anpassar ordförslagen
- Kreativ stavning (Creative spelling) gör att rätt ordförslag visas trots stavfel
- Automatisk sparande och säkerhetskopiering av ordförråd

**Exempel på användning**

**Valfri ordbehandlare**

**Surfa på nätet**

**Skriva mejl**

**Melodikrysset v.43**

**Lösa korsord**

**Melodikrysset mm på nätet**

PRODUKTER	Artikelnummer
WIVIK 3, CD, 1 installation	6632
USB-manöverkontaktlåda, vid scanning	6641

Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuellt pris!

**Gratis 30 dagars demo! Ladda ner från vår hemsida! Det är enkelt att använda WiViK 3!**

ISO 22 36 12



**Rehabmodul AB**  
För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby  
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99  
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se  
Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Handla även direkt på webben!  
Besök **Butikan** på [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

© Copyright 12/2009, Rehabmodul AB, Stockholm