

Info från Rehabmodul AB

Talande, kognitiva hjälpmedel. De flesta finns i paket om sex (6) stycken i olika färger. För barn med särskilda behov - men även för andra, som inte klarar av att läsa textmeddelanden.



Pratlådor



Enkla att använda. 30 sekunder taltid. Bildformat: 65x65 mm. Plastlock över bild. Används på bord/ väggupphängd. Format: 85x85x25 mm. Vikt: 120 g.
Artnr 3516 (Paket 6 st i alla färgerna) Pris: 1140:- (1425:-)
Artnr 3510 I mån av tillgång kan enstaka exemplar köpas.
Pris/st: 260:- (325:-)

Pratbrickor

6 färger: röd, vit, gul, grön, blå och svart. Enkla att använda. 80 sek. taltid. Bildformat: 65x60 mm. Plastlock över bild. Används på bord eller väggupphängd. Format: 95x95x25 mm. Vikt: 80 gram.
Artnr 3518 (Paket 6 st i alla färgerna) Pris: 1500:- (1875:-)
Artnr 3517 I mån av tillgång kan enstaka exemplar köpas. Pris/st: 300:- (375:-)

Pratpuckar



6 färger: röd, orange, gul, grön, blå och lila. Enkla att använda. 10 sek. taltid. Format: Diam: 47x27 mm. Vikt: 27 gram.
Artnr 3087 (Paket 6 st i alla färgerna) Pris: 760:- (950:-)
Artnr 3080 I mån av tillgång kan enstaka exemplar köpas.
Pris/st: 160:- (200:-)



Pratpuck PRO

30 sek. taltid. Endast svart. Dimension: 47x27 mm. Vikt: 27 g.
Artnr 3086 Pris/st: 200:- (250:-)



Pratnypor




6 färger: röd, orange, gul, grön, blå och lila. Enkla att använda. 10 sek. taltid. Beröringskontakt - ingen kraft behövs för att använda. Vikt: 77 gram. Format: 112x 50x38 mm.
Artnr 3633 Paket 6 st, pris: 996:- (1245:-)



Enkel att använda. 6 minuter total taltid. Upp till 60 meddelanden kan spelas in. Vikt: 48 gram. Format: Diam: 80x15 mm. **Artnr 3510** Pris/st: 396:- (495:-)

Priser och leveransvillkor Priser är angivna utan moms (med moms inom parentes). Frakt och vid privatköp, ev. postförskottsavgift 125- för köpbelopp under 3000:-, tillkommer. Beställning kan göras via: **Nätbutiken**, e-post info@rehabmodul.se ringa **070-835 88 91** Ange önskade produkter med **artnr** och **antal**, samt leveransadress och telefon och ev. annan fakturaadress! **Batterier ingår alltid!**

För bra kommunikation behövs mångfald!!! Vi har fler produkter - fråga oss!



Astrakängatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon: 070-835 88 91 info@rehabmodul.se

Handla direkt i vår nätbutik på hemsidan!
Butiken www.rehabmodul.se

Några fler, enkla talapparater

Talande hjälpmedel för minnesstöd och AKK

Priser inom parantes är inkl. moms. Frakt och ev. PF-avgift tillkommer



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Attainment Talker - AT 6
6 rutknappar (51x51 mm). 1 nivå ger 6 meddelanden. Total inspelningstid är 1 minut. Format: 315x60x28 mm. Vikt: 130 gr.
Artnr 3304 Pris: 896:- (1120:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Big Button 1 Std

Inbyggd, lätttryckt knapp (75 x75 mm). Fack för en bild. 1 med. på max 30 sek eller 3 meddelanden på högst 30 sek vardera. Form: Diam. 145x40 mm. Vikt: c:a 220 gram.
Artnr 3813
Pris: 716:- (895:-)

Big Button 5

Med nivåer och stegning. Inbyggd, lätttryckt knapp (75x75 mm). Fack för en bild. 10 nivåer med 8 sek inspelningstid vardera. 3 aktiviteter, var och en med 10 stycken 8 sek. steg. Form: Diam. 145x40 mm.
Artnr 3814
Pris: 896:- (1115:-)



Batteri: 1x6F22 (9 Volt)

Smooth Talker



Inbyggd knapp, 125 mm. Total inspelningstid 2 min. För träning, lek och styrning -t ex batteridrivna leksaker. Inbyggd *Simply Works* modul. Vikt: 480 gram. Format: 220x180x50/27 mm.
Artnr 3812
Pris: 1796:- (2245:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Chatter Box 10

10 rutknappar. 1 nivå ger 10 meddelanden - vardera 10 sekunder. Behändigt, låg design. Form: 150x110x16 mm. Vikt: 130 gram.
Artnr 3305
Pris: 200:- (250:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Express One

Gör en inspelning - 10 sek. Tryck på bildytan eller "guldknappen" för att läsa ut meddelandet. Kan vägg-hängas (tavelfästen). Bildyta: 149 x 113 mm. Form: 185x162x22 mm. Vikt: 240 gram.
Artnr 3505
Pris: 396:- (495:-)



Batterier: 4xLR44

TimeCue

Tidsstöd!

Praktisk larmklocka. Ett eget, inspelat meddelande på max 10 sekunder läses ut vid en förvald tid. Bildfickans mått är 74x55 mm. Form: 103x65x18 mm. Vikt: 80 gram
Artnr 3803
Pris: 144:- (180:-)



Batteri: 1xLR44

Pocket Timer

Tidsstöd!

Tidur i fickformat- som kan räkna både upp som ned. 0-100 minuter. Enkel att använda. Pip-signal - dock ej tal. Vikt: 27 gram. Format: 64x64x12 mm.
Artnr 3805
Pris: 64:- (80:-)

Batterier ingår alltid!

Tala är GULD - inte silver!