

Attainment Company's GoTalk Lite Touch (LT) talplattor för minnesstöd, AKK & träning på ett enkelt sätt!



Allmän beskrivning för alla nya GoTalk LT modellerna

- LT står för Lite Touch = mycket lätttryckta (jämfört med tidigare modeller som utgått).

- GoTalk LT talplattor med eget inspelat tal och som enkelt kan användas i t ex. förskolan, i skolan, i arbetet och/eller i hemmet.

- GoTalk LT talplattor är lätta att använda, robusta och stryktåliga. Finns i tre modeller: GoTalk4+ LT, GoTalk9+ LT och GoTalk20+ LT.

- GoTalk LT talplattor passar alla åldrar!

- Drivs med 2 stycken 1,5 volts alkalinebatterier - typ LR6 (AA). Batterierna medföljer och är isatta vid leverans.

- Inspelade meddelanden finns kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!

- Det inbyggda handtaget och den låga vikten (c:a 650 gram) gör GoTalk LT talplattor behändigt portabla. Grönfärgad kapsling.

- Formatet är 230 x 290 x 28 mm. Något större än ett A4 pappersark.

- GoTalk LT uppfyller nya Medicintekniska direktivet MDD/MDR (EU) 2017/745 villkoren.




GoTalk4+ LT

- 4 meddelanden med 5 nivåer var - ger totalt 20 meddelanden.
- +2 direktvalstangenter (26 x 57 mm), som är oberoende av vald nivå.
- Total inspelningstid är 4,5 min.
- Rutstorlek är c:a 69 x 87 mm.



GoTalk9+ LT

- 9 meddelanden med 5 nivåer var - ger totalt 45 meddelanden.
- +3 direktvalstangenter (28 x 57 mm), som är oberoende av vald nivå.
- Total inspelningstid är 8,5 min.
- Rutstorlek är c:a 45 x 57 mm.



GoTalk20+ LT

- 20 meddelanden med 5 nivåer var - ger totalt 100 meddelanden.
- +5 direktvalstangenter (26 x 30 mm), som är oberoende av vald nivå.
- Total inspelningstid är 15 min.
- Rutstorlek är c:a 30 x 30 mm.

PRODUKTER


GoTalk4+ LT
GoTalk9+ LT
GoTalk20+ LT

Artikelnummer

3202B
3102B
3401B

ISO 22 21 09

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner sker mot postförskott eller förskotts betalning. Postnords kostnader tillkommer.



Astrakängatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon (Mobil) : 070-835 88 91
Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se

Handla även direkt på webben!
Besök [Botiken](#) på www.rehabmodul.se